



REGANESTH® unoplex

Ultraschallgestützte periphere Nervenblockaden




Ultraschallgeeignet

In plane



Out of plane



REGANESTH® unoplex

- Die REGANESTH® unoplex Kanüle wurde für die Durchführung rein ultraschallgeführter Nervenblockaden entwickelt
- Die Kanülenspitze ermöglicht eine ausgezeichnete Sichtbarkeit, auch bei steilen Einstichwinkeln

Effizient

Die *Rhombus Cut* Ultraschallmarkierung ermöglicht eine exzellente Echogenität



Anwenderfreundlich

Komfortables Handling durch ergonomisch geformtes REGANESTH® Griffstück und Markierung zur Schlifforientierung



Zubehör



Bestellinformation

Bestell-Nr.	Bezeichnung	VE
79.8096.040	REGANESTH® unoplex 25G x 40 mm mit dekonnectierbarem Zuspritzschlauch 60 cm	10
79.8096.050	REGANESTH® unoplex 22G x 50 mm mit dekonnectierbarem Zuspritzschlauch 60 cm	10
79.8096.080	REGANESTH® unoplex 22G x 80 mm mit dekonnectierbarem Zuspritzschlauch 60 cm	10
79.8096.100	REGANESTH® unoplex 20G x 100 mm mit dekonnectierbarem Zuspritzschlauch 60 cm	10
79.8096.185	Unoplex-Katheter-Set 18G x 50 mm/21G REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm, Plexus-Katheter 21G x 400 mm, geschlossene Spitze mit drei seitlichen Öffnungen und Mandrin, Zuspritzschlauch 60 cm, Tuohy-Borst Adapter, Luer-Einführhilfe, Flachfilter 0,2 µm, Fixierung mit Haftklett	5
79.8096.285	Unoplex-Katheter-Set OE 18G x 50 mm/21G REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm, Plexus-Katheter 21G x 500 mm, zentrale Öffnung mit Mandrin, Zuspritzschlauch 60 cm, Tuohy-Borst Adapter, Luer-Einführhilfe, Flachfilter 0,2 µm, Fixierung mit Haftklett	5
79.8096.150	REGANESTH® unoplex 18G x 50 mm C	20
79.8096.188	Unoplex-Katheter-Set 18G x 80 mm/21G REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm, Plexus-Katheter 21G x 400 mm, geschlossene Spitze mit drei seitlichen Öffnungen und Mandrin, Zuspritzschlauch 60 cm, Tuohy-Borst Adapter, Luer-Einführhilfe, Flachfilter 0,2 µm, Fixierung mit Haftklett	5
79.8096.288	Unoplex-Katheter-Set OE 18G x 80 mm/21G REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm, Plexus-Katheter 21G x 500 mm, zentrale Öffnung mit Mandrin, Zuspritzschlauch 60 cm, Tuohy-Borst Adapter, Luer-Einführhilfe, Flachfilter 0,2 µm, Fixierung mit Haftklett	5
79.8096.180	REGANESTH® unoplex 18G x 80 mm C	20

Vertrieb durch:

TRANSMED
Medizintechnik GmbH & Co. KG
Zinsdorfer Weg 16
33181 Bad Wünnenberg
Telefon: +49 2953 98 49 0
Telefax: +49 2953 72 41
info@transmed-medizintechnik.de
www.sarstedt.com